



BALANZA DE PRECISIÓN	
MARCA:	BOECO
MODELO:	BWL-60
PROCEDENCIA:	ALEMANIA

APLICACIÓN:

Equipo para pesaje de muestras que requieren exactitud. Para uso en Laboratorios Clínicos, Investigación e Instituciones Educativas (Universidades, Institutos).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calibración automática externa (**pesa de calibración opcional**).
- Pantalla LCD con retroalimentación para visualizar instrucciones, mensajes y valores de pesaje.
- Programas de aplicación disponibles: Conteo de piezas, Peso en porcentaje, Suma de pesos, Verificación, Peso animal promedio.
- Interface de comunicación RS232 para transmisión de datos a PC o impresora (**no incluye PC, software o impresora**).
- Función de tara en todo el rango de medida.
- Función de auto-cero manual.
- Equipo portátil con batería interna recargable y cargador.

DATOS TÉCNICOS

- **Capacidad Máx.: 10 kilogramos**
- Legibilidad: 0.1 g
- Tamaño del plato de pesaje: 195 x 195 mm
- Tiempo de estabilización: 3 segundos
- Desviación de linealidad: +/- 0.1 g
- Peso neto aproximado: 2.8 kg
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 210 x 335x 88 mm
- Alimentación: Cargador de batería 110-230 V AC/ 11V, 50-60 Hz y batería SLA 6V, 3-4Ah
- Tiempo promedio de funcionamiento con baterías: 45 Horas

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 01 Platillo de pesa
- 01 Cargador de batería
- 01 Batería SLA 6V
- 01 Manual de instrucciones



Cami Medical S.A.C
Equipos Médicos



Mantenimientos Preventivos
Mantenimientos Correctivos
Calibraciones de Equipos
Venta de Equipos
Equipamientos Hospitalario

Analizamos cuidadosamente sus **Necesidades.**

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cable RS232 para interconexión a PC o impresora
- Pesa de calibración F1, 10 kg BOE F1-10000
- Impresora
- Cobertor para el polvo BOE DC-2



IMAGEN REFERENCIAL

CODIGO : CM.82.191

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa: CAMI MEDICAL SAC RUC: 20602968261

Telf. +51 992285840 / +51 944917081

Dirección: Calle. Agallpampa Mz L Lt. 14 Urb. Santa Teresa de Ávila - Trujillo

Calle. Grau 876 - Sullana - Piura

E-mail : ventas@camimedicalsac.com
sopORTE@camimedicalsac.com
calibraciones@camimedicalsac.com

www.camimedicalsac.com