



CAMA MULTIPROPÓSITO CON BALANZA DE EXTERNA PRECISIÓN	
MARCA:	NACIONAL
MODELO:	IC-10
PROCEDENCIA:	PERÚ

APLICACIÓN:

Especialmente diseñada para cubrir los requerimientos de una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), contemplando todos los movimientos, funciones y accesorios para el tratamiento de los pacientes más vulnerables.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Está equipada para cumplir las más altas exigencias de una UCI, nuestra cama multi propósito incorpora un sistema eléctrico de balanza para poder medir el peso del paciente con una precisión de +/- 100 gramos. Esta característica permite administrar medicamentos a los pacientes sin necesidad de desplazarlos de la propia cama, ganando también minutos vitales en momentos críticos
- Plataforma, compuesta por 5 secciones, fabricada con tableros de HPL (laminado de alta precisión) de propiedades radio transparentes y antibacteriales. Con posibilidad de extenderse hasta 18 cm
- Controles de membrana integrados a las barandas laterales de la cabecera, tanto para el uso del paciente como del usuario a cargo
- Cabecera y piecera ergonómicas de ABS desmontables.
- Embrague para activar posición RCP (Reanimación Cardio Pulmonar)
- Cuenta con 4 ruedas de grado hospitalario omnidireccionales. Con frenos de comando central ubicados en la parte inferior de la cabecera y piecera de la cama
- Baterías recargables y luz nocturna en la parte inferior

La cama multipropósito con balanza de extrema precisión



IMAGEN REFERENCIAL

CODIGO : CM.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa: CAMI MEDICAL SAC RUC: 20602968261

Telf. +51 992285840 / +51 944917081

Dirección: Calle. Agallpampa Mz L Lt. 14 Urb. Santa Teresa de Ávila - Trujillo

Calle. Grau 876 - Sullana - Piura

www.camimedicalsa.com

E-mail : ventas@camimedicalsac.com
suporte@camimedicalsac.com
calibraciones@camimedicalsac.com