



CABINA AUDIOMETRICA INSONORIZADA PARA AUDIOMETRIAS	
MARCA:	SIBELMED
MODELO:	S-40 C
PROCEDENCIA:	ESPAÑA

APLICACIÓN:

Mobiliario cerrado con puerta de acceso que trabaja en conjunto con un audiómetro. Para uso Hospitalario, Clínico, Seguridad Industrial (Campamentos Mineros, Industrias, etc).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acabado exterior con paneles lavables.
- Cabina de elaborado diseño, que permite un rápido y sencillo montaje
- Ventilación libre por laberinto, que permite ventilar la cabina y al mismo tiempo atenúa la transmisión sonora.
- Ventana de doble acristalamiento que permite la visualización entre el paciente y el operador.
- Interior iluminado, de aspecto elegante y muy confortable.
- Gran aislamiento acústico.
- Adaptable a la mayoría de los audiómetros del mercado

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones exteriores (ancho, fondo, alto): 125 cm. x 125 cm. x 215 cm
- Atenuación global de 34 dB (+/-3 Db).
- Dimensiones de la Ventana: 45 cm. x 54 cm
- Acabado Interior de Espuma Pirámide 20/10
- Alimentación: 120 - 220V 50-60 Hz
- Potencia de Consumo: 50 W
- Peso: aprox. 390 kg. Aprox
- Cumplimiento de normas: 93/42/CEE Clase I, EN60601-1:2006, EN60601-1-6:2007, EN62366:2008, EN ISO 14971:2009, EN 1041:2008, EN 980:2008
- Cumplimiento de Normas de Audiometría ISO 8253-1 y ANSI S3.1
- Certificación de calidad ISO 9001

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 01 Juego de cables de conexión para el audiómetro.
- 01 foco
- 01 cajón para audiómetro
- 01 manual de instalación



Cami Medical S.A.C
Equipos Médicos



Mantenimientos Preventivos
Mantenimientos Correctivos
Calibraciones de Equipos
Venta de Equipos
Equipamientos Hospitalario

Analizamos cuidadosamente sus **Necesidades.**

ACCESORIOS OPCIONALES

- Rampa de acceso para silla de ruedas
- Panel de conexiones USB-RS232
- Recubrimiento interior lavable microperforado (DELUXE)
- Ruedas
- Luz de LEDS
- Preinstalación de campo libre
- Mesa abatible
- Ventanas adicionales



IMAGEN REFERENCIAL

CODIGO : CM.75.703

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa: CAMI MEDICAL SAC RUC: 20602968261

Telf. +51 992285840 / +51 944917081

Dirección: Calle. Agallpampa Mz L Lt. 14 Urb. Santa Teresa de Ávila - Trujillo

Calle. Grau 876 - Sullana - Piura

www.camimedicalsa.com

E-mail : ventas@camimedicalsac.com
soporte@camimedicalsac.com
calibraciones@camimedicalsac.com