



CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	
MARCA:	BOECO
MODELO:	HI-24
PROCEDENCIA:	ALEMANIA

APLICACIÓN:

Equipo para centrifugado de muestras. De Mesa, para uso en Laboratorios Clínicos e Instituciones Educativas (Universidades, Institutos.)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Audiómetro Clínico de 2 canales.
- Cámara de trabajo de aluminio.
- Rotor para 24 capilares.
- Pantalla digital de fácil lectura.
- Teclado tipo lámina/membrana de acceso rápido.
- Indicación digital de los parámetros de centrifugación.
- Programación de la velocidad con incrementos de 100 RPM.
- Tiempo: 1 - 12 min, continuo
- Cuenta con dos programas P1 y P2
- Apagado ante desbalance.
- Cada capilar tiene su propia cámara.
- Lectura del valor del hematocrito a través de la tapa del rotor.
- Mecanismo de sujeción y bloqueo de tapa.
- Liberación de emergencia del seguro de la tapa.
- Protección contra sobrecalentamiento del motor

DATOS TÉCNICOS

- RPM máx. (velocidad): 12.000 rpm.
- RCF: 14.118.
- Nivel de ruido: ≤ 55 dB(A).
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 330 x 265 x 161 mm.
- Peso neto: 4.3 kg aprox.
- N° de capilares: 24
- Capacidad de capilar: 75 μ l.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 01 Cable de conexión
- 01 Manual de Instrucciones

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa: CAMI MEDICAL SAC RUC: 20602968261

Telf. +51 992285840 / +51 944917081

Dirección: Calle. Agallpampa Mz L Lt. 14 Urb. Santa Teresa de Ávila - Trujillo

Calle. Grau 876 - Sullana - Piura

www.camimedicalsac.com

E-mail : ventas@camimedicalsac.com
soporte@camimedicalsac.com
calibraciones@camimedicalsac.com



Cami Medical S.A.C
Equipos Médicos

Analizamos cuidadosamente sus **Necesidades.**



Mantenimientos Preventivos
Mantenimientos Correctivos
Calibraciones de Equipos
Venta de Equipos
Equipamientos Hospitalario

- 01 Rotor para hematocrito 24 capilares
- 01 Tapa de evaluación del rotor

ACCESORIOS OPCIONALES (no incluidos en el precio de venta)

- Set de plastilina
- Tubos capilares
- Tabla de lectura



IMAGEN REFERENCIAL

CODIGO : CM.96.976

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa: CAMI MEDICAL SAC RUC: 20602968261

Telf. +51 992285840 / +51 944917081

Dirección: Calle. Agallpampa Mz L Lt. 14 Urb. Santa Teresa de Ávila - Trujillo

Calle. Grau 876 - Sullana - Piura

www.camimedicalsa.com

E-mail : ventas@camimedicalsac.com
soporte@camimedicalsac.com
calibraciones@camimedicalsac.com