



DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	
MARCA:	EDAN
MODELO:	SD-5
PROCEDENCIA:	CHINA

APLICACIÓN:

Equipo que permite la detección conveniente de sonidos del corazón fetal, monitoreo del ritmo del corazón fetal y verificación de la viabilidad del corazón fetal siguiendo el trauma del paciente.
Áreas de uso: Ginecología, Obstetricia

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Equipo de sobremesa con soporte para transductor (probe).
- Detección del latido fetal a partir de las 10 semanas de gestación
- Con transductor ultrasónico para medir los latidos cardíacos fetales.
- Pantalla LCD que muestra el ritmo cardíaco fetal y nivel de batería.
- Cuenta con dos altavoces de alta fidelidad.
- Sonda con control de volumen.
- Aplicación del algoritmo de autocorrelación que asegura la exactitud del FHR.
- Registro y Grabación por una grabadora incorporada.
- Salida para audífonos.

DATOS TÉCNICOS

- Pantalla LCD de 62mm (ancho) x 44mm (alto)
- Transductor Ultrasónico de 2.0MHz.
- Frecuencia de Trabajo: 2.0 MHz +/-10%
- Rango de latidos cardíacos fetales: 50 a 210 lpm.
- Resolución: 1 lpm.
- Precisión: +/-3 lpm.
- Potencia de detección de latido: <10 mW/cm²
- Apagado automático sin señal: 1 minuto / 3 minutos sin señal ni operación.
- Potencia de Salida de audio: 2 W
- Enchufe para auricular de 3.5 mm.
- Tiempo de grabación: 240 seg.
- Suministro de Energía: 100V- 240V, 50/60 Hz
- Batería de Ni-Mh de 7.2V recargable con autonomía de 10 horas.
- Dimensiones Unidad Principal: 265mm x 155mm x 180mm.
- Dimensiones del transductor: 140mm x 40mm x 32mm.
- Peso Aprox.: 1.7 Kg. (incluyendo batería y transductor).
- Transductor Ultrasónico de 3.0MHz. (**Opcional**)

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa: CAMI MEDICAL SAC RUC: 20602968261

Telf. +51 992285840 / +51 944917081

Dirección: Calle. Agallpampa Mz L Lt. 14 Urb. Santa Teresa de Ávila - Trujillo

Calle. Grau 876 - Sullana - Piura

E-mail : ventas@camimedicalsac.com
sosporte@camimedicalsac.com
calibraciones@camimedicalsac.com



Analizamos cuidadosamente sus **Necesidades.**

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 01 Transductor Ultrasónico de 2MHz (Probe).
- 01 Cable de conexión del Transductor Ultrasónico.
- 01 Frasco de gel para ultrasonido.
- 01 Batería recargable de Ni-Mh.
- 01 Cable poder.
- Manual de Instrucciones de uso

ACCESORIOS OPCIONALES

- Transductor Ultrasónico de 3.0MHz.
- Bolsa de transporte.
- Juego de Auriculares.
- Llave de seguridad.
- Coche de Transporte.
- Cable para conexión a tierra



IMAGEN REFERENCIAL

CODIGO : CM.75.554

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa: CAMI MEDICAL SAC RUC: 20602968261

Telf. +51 992285840 / +51 944917081

Dirección: Calle. Agallpampa Mz L Lt. 14 Urb. Santa Teresa de Ávila - Trujillo

Calle. Grau 876 - Sullana - Piura

E-mail : ventas@camimedicalsac.com
sosporte@camimedicalsac.com
calibraciones@camimedicalsac.com

www.camimedicalsac.com